

Etikett

Abt. Mikrobiologie und Hygiene

Elisabethenstraße 11 · 88212 Ravensburg
 Telefon (0 75 1) 502-232 · Telefax (0 75 1) 502-828
 hygiene@labor-gaertner.de
 www.labor-gaertner.com

Prüfung durchgeführt von (Name)
Prüfungsdatum
Einsendedatum/Unterschrift

Einsender (Stempel):

Begleitschein Sterilisationsgeräte

Prüfort/Abteilung	<input type="checkbox"/> ZSVA	<input type="checkbox"/> _____
Sterilisationsverfahren	<input type="checkbox"/> Dampf <input type="checkbox"/> Heissluft	<input type="checkbox"/> Formaldehyd <input type="checkbox"/> Ethylenoxid
Prüfungsart	<input type="checkbox"/> Periodische Prüfung <input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> Ausserordentliche Prüfung <input type="checkbox"/> Prüfung vor Inbetriebnahme
Angaben über den Sterilisationsapparat	Hersteller: _____ Gerätetyp/-bezeichnung: _____ Geprüftes Sterilisierprogramm: _____ Sterilisiergut: _____	Seriennummer: _____ Chargenzähler: _____
Angaben über Prüfbedingungen	Sterilisiertemperatur (°C): _____ Erreichte Temperatur (°C): _____ Sterilisierzeit: _____	Erreichtes Vakuum (mbar): _____ Erreichter Arbeitsdruck (mbar): _____
Sterilisierbehälter	<input type="checkbox"/> mit Filter, Boden und Deckel perforiert <input type="checkbox"/> mit Filter, Boden perforiert <input type="checkbox"/> mit Filter, Deckel perforiert <input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> mit Ventilen in Boden und Deckel <input type="checkbox"/> mit Ventilen im Boden <input type="checkbox"/> mit Ventilen im Deckel <input type="checkbox"/> _____
Verpackung	<input type="checkbox"/> Tuch einlagig <input type="checkbox"/> Tuch zweilagig <input type="checkbox"/> Tuch/Papier <input type="checkbox"/> Papier einlagig <input type="checkbox"/> Papier zweilagig	<input type="checkbox"/> Papier/Folie einlagig <input type="checkbox"/> Papier/Folie zweilagig <input type="checkbox"/> Folie einlagig <input type="checkbox"/> Folie zweilagig <input type="checkbox"/> _____
Lage der Bio-Indikatoren (ggf. auf Rückseite zeichnen)	_____ _____	
Bemerkungen	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Für jedes geprüfte Gerät/Programm einen separaten Begleitschein ausfüllen! <input type="checkbox"/> Begleitschein bitte vollständig ausfüllen! <input type="checkbox"/> Jeder Einsendung einen unbehandelten Bio-Indikator als Transportkontrolle beilegen! <input type="checkbox"/> Durchschlag verbleibt beim Einsender. 	