




Übersicht Entnahmematerialien

Erreger + Resistenzen (kulturelle Diagnostik)

eSwab™	Punktat, Sputum	Urin	Blutkultur	Stuhl
				
eSwab™ mit dickem Tupfer eSwab™ mit dünnem Tupfer Der eSwab™ wird für path. Keime und Resistenzen eingesetzt, sowie für den kulturellen Nachweis von multiresistenten Erregern, β-Streptokokken und Gonokokken	Zum Beispiel: path. Keime und Resistenzen Untersuchung auf TBC, Legionellen, Pilze	Zum Beispiel: path. Keime und Resistenzen	Zum Beispiel: Septikämie, Bakteriämie, Fungämie, Endokarditis	Zum Beispiel: path. Keime, Viren, Parasiten, Würmer

Bitte beachten

Urin mit Stabilisator

Dieses Röhrchen wird nicht mehr empfohlen, da die Stabilisatorsubstanz keine Vorteile bringt.



PCR- Diagnostik (molekularbiologische Diagnostik)

PCR Media Dual Swab	PCR aus Urin	MRSA-PCR	HPV-PCR
			
Alle molekularbiologische Diagnostik, außer Material Urin, MRSA-PCR und HPV-PCR Zum Beispiel respiratorische Erreger (z. B. Sars-COV-2, Influenza, Parainfluenza, RSV-Virus, M. pneumoniae, Bordetella pertussis, Respi-Panel, Metapneumovirus, VZV im Bläschenabstrich)	Zum Beispiel: Chlamydien, STI-Panel	Hinweis: Bitte in die Mikrobiologietüte Trockener Tupfer	