

Bestellformular Entnahmematerial

E-Mail: bestellung@wkg-labor.de (bevorzugt)

Fax: 0751 502-721 oder via Labor-Fahrdienst

SARSTEDT

Facharztlabor MVZ Labor Ravensburg und Laborgemeinschaft Ulm

| Klinische Chemie | | |
|------------------|--------|--|
| Menge | Nr. | Blut und Liquor |
| × 100 St. | 61 | Röhrchen für Serum, Blut und Liquor (für Facharzt) |
| × 1 St. | 106 | Objektträger ohne Mattrand im Kästchen |
| × 1 St. | RV-01 | QuantIFERON-TB Gold Plus-Test (Tuberkulose) |
| Menge | Nr. | Stuhldiagnostik |
| × 1 St. | 15 | 2-er Stuhl-Set Hb / Haptoglobin im Stuhl |
| × 1 St. | 1461** | Patienten-Set Blut (Hb) im Stuhl (iFOBT), ohne Versandtasche |
| × 1 St. | 143 | Histamin im Stuhl |
| Menge | Nr. | Urindiagnostik |
| × 1 St. | 176 | Urin-Monovette (gelb) |
| × 1 St. | 18 | Röhre mit Skalierung für Urin, 30 ml |
| × 1 St. | 1411 | Sammelurinbehälter für 24h Urin, 3000 ml |
| × 1 St. | 69 | Salzsäure 5-10 % (Salzsäurezusatz für Sammelurin) |
| Menge | Nr. | Speicheldiagnostik |
| × 1 St. | 885 | Quantisal (Drogenscreening im Speichel) |
| × 1 St. | 1459 | Cortisol Speicheltest aus Salivetten |
| × 1 St. | 1457 | Melatonin, DHEA aus Salicaps |

| Spezielle Analytik | | |
|--------------------|-------|---|
| Menge | Nr. | Material |
| × 1 St. | NI102 | NIPT (Labor Volkmann) nicht invasiver Pränataltest auf Trisomie 13,18,21 |
| × 1 St. | 1450 | Thiomersal (für Erythrozytenmorphologie) |
| × 1 St. | 1470 | OnkoLab Test-Set |
| × 1 St. | 1473 | Glasröhrchen-Set f. Arbeitsmedizin (Labor Bremen) Pestizide und Lösungsmittel |

| Mikrobiologie | | |
|---------------|-----|--|
| Menge | Nr. | Bakteriologie |
| × 1 St. | 178 | Urinröhrchen, 6 ml, ohne Stabilisator |
| × 1 St. | 177 | CCM Urinröhrchen, 6ml, mit Stabilisator |
| × 1 St. | 14 | Stuhlröhrchen mit Löffel und Versandhülle |
| × 1 St. | 149 | Blutkulturflaschen aerob/ anaerob (Bactec) |
| × 1 St. | 18 | Sputum- und Punktatgefäß, steril, 30 ml |
| × 1 St. | 16 | TBC-Diagnostik: Sputumgefäß mit Umhüllung |
| × 1 St. | 17 | TBC-Diagnostik: Magensaftgefäß mit Umhüllung |
| Menge | Nr. | Abstrichtupfer m. Transportmedium (Kultureller Nachweis) |
| × 1 St. | 362 | Abstrichtupfer eSwab, dick, rot (Rachen, Wunde, Gyn.) |
| × 1 St. | 363 | Abstrichtupfer eSwab, dünn, orange (z.B. Augen, Urethra) |

| Molekularbiologie | | |
|-------------------|--------|--|
| Menge | Nr. | Entnahmebesteck für PCR |
| × 1 St. | 1092 | PCR Media Dual Swab-Set |
| × 1 St. | 30 | PCR-Abstrichtupfer, trocken, dick |
| × 25 St. | 32f/RV | PCR-Abstrichbesteck für HPV (Frau) |
| × 1 St. | 32m/RV | PCR-Abstrichbesteck für HPV (Mann) |
| × 1 St. | 34 | PCR-Röhrchen, 10 ml (leer) |
| × 1 St. | 36 | PCR-Zentrifugenröhrchen, 30 ml mit Skala (leer) |
| × 1 St. | 1093 | PCR Media Urine-Set, gelb |
| × 1 St. | 31 | Abstrichtupfer für Harnröhrenabstrich, dünn, trocken, grau |

| Sarstedt Blutentnahmesysteme | | | |
|------------------------------|-----------|---|----------------------------|
| Menge | Nr. | Blutentnahme S-Monovetten | |
| × 50 St. | 120 | Serum ohne Trenngel, 7,5 ml weiß | 01.1601 |
| × 50 St. | 121 | Serum mit Trenngel, 7,5 ml braun | 01.1602 |
| × 50 St. | 122 | EDTA-Hämatologie, 2,7 ml, rot | 05.1167 |
| × 1 St. | RV-127 | EDTA für Blutgruppenbestimmung, 7,5 ml | 01.1605.001 |
| × 50 St. | 127 | EDTA für Blutgruppenbestimmung, 7,5 ml | 01.1605.001 |
| × 1 St. | RV-1221 | ThromboExact, 2,7 ml, dunkelrot | 05.1168.001 |
| × 50 St. | 1232 | Gerinnung Citrat, 3,0 ml, grün | 04.1919 |
| × 50 St. | 1234 | Gerinnung Citrat, 4,3 ml, grün | 04.1922 |
| × 1 St. | 1104 | Aliquotieröhrchen mit Verschlusskappe | 60.504.010 + 65.163 |
| × 50 St. | 191 | Glucose Na-Fluorid, 2,7 ml, gelb | 04.1918.001 |
| × 1 St. | RV-191 | Glucose Na-Fluorid, 2,7 ml, gelb | 04.1918.001 |
| × 1 St. | RV-128 | HCY-Z-Gel, 2,7 ml, grau | 04.1908.001 |
| × 50 St. | 579 | LH-Metallanalytik, 7,5 ml, orange, inkl. Kanüle | 01.1604.400 85.1162.600 |
| × 1 St. | RV-579 | LH-Metallanalytik, 7,5 ml, orange, inkl. Kanüle | 01.1604.400 85.1162.600 |
| × 100 St. | 108 | Serum-Röhrchen, Schraubverschluss (für LG) | |
| Menge | Nr. | Kanülen | |
| × 100 St. | 500 | Kanülen, 0,7 mm, schwarz | 85.1440 |
| × 100 St. | 501 | Kanülen, 0,8 mm, grün | 85.1162 |
| × 100 St. | 502 | Kanülen, 0,9 mm, gelb | 85.1160 |
| × 50 St. | 501s | Safety-Kanülen, 0,8 mm, grün | 85.1162.200 |
| × 50 St. | 502s | Safety-Kanülen, 0,9 mm, gelb | 85.1160.200 |
| × 50 St. | 500s | Safety-Kanülen, 0,7 mm, schwarz | 85.1440.200 |
| Menge | Nr. | Flügelkanülen [®] gegen Berechnung | |
| × 120 St. | 851638205 | Safety-Flügelkanülen, 0,8 mm, grün, 80 mm Schlauch | |
| × 120 St. | 851638235 | Safety-Flügelkanülen, 0,8 mm, grün, 200 mm Schlauch | |
| Menge | Nr. | Adapter [®] gegen Berechnung | |
| × 100 St. | 141112 | Luer-Adapter | |
| × 100 St. | 141205 | Multi-Adapter | |
| Menge | Nr. | Glucosegefäße (für Glukosetoleranztest) | |
| × 1 St. | RV-193 | GlucoseEXACT, 3,1 ml | 04.1945.001 |

| Entnahmematerial für Kinder | | | |
|-----------------------------|-----|--------------------------------|-------------|
| Menge | Nr. | Kleinvolumige S-Monovetten | |
| × 50 St. | 221 | Serum mit Gel, 1,1 ml, braun | 06.1667.001 |
| × 50 St. | 227 | EDTA, 1,6 ml, rot | 05.1081.001 |
| × 50 St. | 223 | Gerinnung Citrat, 1,4 ml, grün | 06.1668.001 |

Weitere kleinvolumige Monovetten auf Anfrage

| Versandmaterial und Sonstiges | | | |
|-------------------------------|-------|---|-------|
| Menge | Nr. | Versandmaterial | |
| × 1 St. | 615 | Versandtaschen für Facharzt Ulm, gelb | FA-51 |
| × 1 St. | 612 | Versandtaschen für Mikrobiologie, grün | MB-42 |
| × 1 St. | 616 | Versandtaschen für Online, gelb | ON-51 |
| × 1 St. | 614 | Versandtasche LG Ulm | |
| × 1 St. | 83 | Maxibrief (Gebühr zahlt Empfänger), nur für Postversand | |
| × 1 St. | 91 | Schutzhülle Postversand, 10 ml | |
| × 1 St. | 92 | Kühlbox für 10 ml Röhrchen | |
| Menge | Nr. | Sonstiges | |
| × 1 St. | FA016 | Laborbuch | |
| × 1 St. | FA017 | Online-Laborbuch | |
| × 500 St. | LG005 | LG-Belege GOÄ/HÄVG neutral | |
| × 1 Rolle | FA015 | Online-Etiketten für Zibradrucker | |